

# BIOTEQ®

*Improving lives*



CATÉTERES DE CIRCUITO CERRADO



**F**  
Representaciones Médicas

# CATÉTER DE SUCCION DE CIRCUITO CERRADO ESTÉRIL DE 72 HORAS ADULTO

## Tipo de válvula de detención

### Punta suave

Minimiza el daño en la membrana mucosa al nivel más bajo.

### Conectores giratorios dobles

Permita un ajuste de 360 grados en los ángulos de los tubos para mejorar la comodidad de los pacientes.



### Puerto para dilatador bronquial (MDI)

La válvula unidireccional sin aguja previene fugas accidentales antes de la inyección del broncodilatador.



### Etiqueta de día de cambio

Recuerda a los médicos el día correcto para cambiar un nuevo catéter.



### Botón de control ergonómico

Solo necesita un movimiento para manipular la fuente de succión.

### Función del Sello PEEP o Boton de Interruptor

El diseño especial del bloque de empuje sella la punta del catéter en una cámara de turbulencia aislada, lo que proporciona un lavado y una limpieza a fondo para evitar que las secreciones obstruyan el aparato de vacío, garantizando 72 horas de uso efectivo.



#### Posición "OFF"

La punta del catéter de succión se sella en una cámara aislada que está desconectada de la vía aérea

#### Posición "ON"

Catéter de succión en conexión con la vía aérea para permitir la aspiración

### Puerto de Irrigación unidireccional

Ayuda no solo a mantener la presión del circuito del ventilador sino que también toma la inyección de solución salina normal para limpiar el catéter después de cada procedimiento de succión.



Modelo	Tamaño Catheter	Longitud(mm)	Control Button	Tipo	Contenido
BT-SC1-1054D2	10 Fr/3.3mm	540	Negro	Doble Giro Traqueostomía Puerto de Irrigación Abierta	10sets/caja
BT-SC1-1254D2	12 Fr/4.0mm		Blanco		
BT-SC1-1454D2	14 Fr/4.6mm		Verde		
BT-SC1-1654D2	16 Fr/5.3mm		Naranja		
BT-SC2-1054D2	10 Fr/3.3mm	540	Negro	Doble Giro Traqueostomía Unidireccional sin aguja Puerto de Irrigación	10sets/caja
BT-SC2-1254D2	12 Fr/4.0mm		Blanco		
BT-SC2-1454D2	14 Fr/4.6mm		Verde		
BT-SC2-1654D2	16 Fr/5.3mm		Naranja		
BT-SC5-1054D2	10 Fr/3.3mm	540	Negro	Doble Giro Traqueostomía Unidireccional sin aguja Puerto de Irrigación Puerto MDI	10sets/caja
BT-SC5-1254D2	12 Fr/4.0mm		Blanco		
BT-SC5-1454D2	14 Fr/4.6mm		Verde		
BT-SC5-1654D2	16 Fr/5.3mm		Naranja		
BT-SC1-1036D2	10 Fr/3.3mm	360	Negro	Doble Giro Traqueostomía Puerto de Irrigación Abierta	10sets/caja
BT-SC1-1236D2	12 Fr/4.0mm		Blanco		
BT-SC1-1436D2	14 Fr/4.6mm		Verde		
BT-SC1-1636D2	16 Fr/5.3mm		Naranja		
BT-SC2-1036D2	10 Fr/3.3mm	360	Negro	Doble Giro Traqueostomía Unidireccional sin aguja Puerto de Irrigación	10sets/caja
BT-SC2-1236D2	12 Fr/4.0mm		Blanco		
BT-SC2-1436D2	14 Fr/4.6mm		Verde		
BT-SC2-1636D2	16 Fr/5.3mm		Naranja		
BT-SC5-1036D2	10 Fr/3.3mm	360	Negro	Doble Giro Traqueostomía Unidireccional sin aguja Puerto de Irrigación Puerto MDI	10sets/caja
BT-SC5-1236D2	12 Fr/4.0mm		Blanco		
BT-SC5-1436D2	14 Fr/4.6mm		Verde		
BT-SC5-1636D2	16 Fr/5.3mm		Naranja		



CÓDIGO DE ACCESORIO:(Si se desea un tubo sin DEHP o flexible o una cuña de desconexión, se incluye F, W, WF, N, NF, NW, NWF en el Modelo.#)

BT-SCX-XXXXNWF7:72Hr Tipo de válvula de parada+N(Sin DEHP)+W(Desconexión de cuña)+F(Tubo flexible)



Nuestros catéteres están disponibles también en tubos sin DEHP.

# CONECTOR DE BLOQUE EMPUJADOR PEDIÁTRICO 72 HORAS Y

**BIOTEQ** El set de catéter de conector pediátrico Push Block Y de 72 horas ofrece a los pacientes intubados pediátricos / neonatales un procedimiento de succión más cómodo sin romper el soporte de oxígeno. El diseño especial del bloque de empuje sella la punta del catéter en una cámara aislada, proporcionando un lavado y una limpieza exhaustivos para evitar la obstrucción de las secreciones del aparato de vacío. Los profesionales de la salud pueden reducir la frecuencia de cambio del catéter de la corriente cada 24 horas a 72 horas.

### Manga del catéter

Cubre completamente el catéter de succión para una mejor protección en los profesionales de la salud y los pacientes. Mientras tanto, la transparencia y la suavidad del material ofrecen una operación fácil para el procedimiento.

### Adaptadores en Y

Desde 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5mm están especialmente preparados para pacientes pediátricos.



### Botón de cambio de función

El diseño especial del bloque de empuje sella la punta del catéter en una cámara aislada, proporcionando un lavado y una limpieza exhaustivos para evitar la obstrucción de las secreciones del aparato de vacío.



**Posición "OFF"**  
La punta del catéter de succión sella en una cámara aislada que está desconectada de las vías respiratorias



**Posición "ON"**  
Catéter de succión en conexión con la vía aérea para permitir la succión



### Botón de control ergonómico

Solo necesita un movimiento para manipular la fuente de succión.



### Tubería de color marcado

Proporciona un mejor reconocimiento de la profundidad de inserción.



### Tubos codificados con números negros

Proporciona un mejor reconocimiento de la profundidad de inserción.



Nuestros catéteres están disponibles también en tubos sin DEHP.

Modelo	Tamaño Catéter	Longitud(mm)	Botón de control	Adaptadores Y	Tipo	Contenido
BT-SC1-0532D2	05Fr/1.6mm		Gris	2.0mm/2.5mm		
BT-SC1-0632D2	06Fr/2.0mm	320	Verde claro	2.5mm/3.0mm/3.5mm	Claro	
BT-SC1-0732D2	07Fr/2.3mm		Púrpura	3.0mm/3.5mm/4.0mm	Irrigación abierta Puerto	10sets/caja
BT-SC1-0836D2	08Fr/2.6mm	360	Azul claro	3.5mm/4.0mm/4.5mm		
BT-SC1-1041D2	10Fr/3.3mm	415	Negro	4.5mm/5.0mm/5.5mm		
BT-SC2-0532D2	05Fr/1.6mm		Gris	2.0mm/2.5mm		
BT-SC2-0632D2	06Fr/2.0mm	320	Verde claro	2.5mm/3.0mm/3.5mm	Claro	
BT-SC2-0732D2	07Fr/2.3mm		Púrpura	3.0mm/3.5mm/4.0mm	De una sola mano Sin agujas Puerto de Irrigación	10sets/caja
BT-SC2-0836D2	08Fr/2.6mm	360	Azul claro	3.5mm/4.0mm/4.5mm		
BT-SC2-1041D2	10Fr/3.3mm	415	Negro	4.5mm/5.0mm/5.5mm		



SC1 SC2 F: Tubo flexible

CÓDIGO ACCESORIO: (Si se desea un tubo sin DEHP o Flex, incluya un F, C, CF, N, NF, NC, NCF en el modelo n.#).

C: Catéter de color Pediátrico,  
Si se desean catéteres de color, entonces agregue "C".

BT-SCX-XXXXNCFD2: Conector de empuje pediátrico modelo Y de 72 horas Modelo + N (sin DEHP) + C (catéter de color pediátrico) + F (Tubo flexible)



**BIOTEQ**<sup>®</sup> Closed Loop Stents están diseñados con una alta resistencia de la bobina para evitar la migración del stent



## Durómetro estándar

La flexibilidad se incrementa con el diseño estándar del durómetro para proporcionar el máximo confort al paciente.

Se utiliza para el drenaje interno temporal de la unión ureteropélvica a la vejiga.

El juego incluye: Stent, Guidewire, Stent Positioner y Clamp.

Opción adicional de una sutura para reposicionar y facilitar la extracción está disponible.



## Durómetro mejorado

La facilidad de colocación se maximiza con el diseño mejorado del durómetro sin comprometer las necesidades de comodidad del paciente.

Se utiliza para el drenaje interno temporal de la unión ureteropélvica a la vejiga.

El juego incluye: Stent, Guidewire, Stent Positioner y Clamp.

Opción adicional de una sutura para reposicionamiento y facilidad de extracción disponible.

El material mejorado de la bobina está diseñado para facilitar la colocación y evitarla migración del stent.

El diseño de paredes delgadas favorece el drenaje y la permeabilidad.

Múltiples puertos laterales grandes promueven el drenaje.

Sutura adherida para la colocación y posterior extracción sin necesidad de repetir la cistoscopia.

La superficie firme y lisa facilita la introducción y la radiopacidad mejora la visualización.

## CLOSED LOOP URETERAL STENT SET INFORMACIÓN DE PEDIDOS

*Durometro Estándar / Sin cuerda	
Numero de Item	Longitud (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-110-CL	20
BT-DJ-5022-110-CL	22
BT-DJ-5024-110-CL	24
BT-DJ-5026-110-CL	26
BT-DJ-5028-110-CL	28
BT-DJ-5030-110-CL	30
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-110-CL	20
BT-DJ-6022-110-CL	22
BT-DJ-6024-110-CL	24
BT-DJ-6026-110-CL	26
BT-DJ-6028-110-CL	28
BT-DJ-6030-110-CL	30
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-110-CL	20
BT-DJ-7022-110-CL	22
BT-DJ-7024-110-CL	24
BT-DJ-7026-110-CL	26
BT-DJ-7028-110-CL	28
BT-DJ-7030-110-CL	30
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-110-CL	20
BT-DJ-8022-110-CL	22
BT-DJ-8024-110-CL	24
BT-DJ-8026-110-CL	26
BT-DJ-8028-110-CL	28
BT-DJ-8030-110-CL	30
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-210-CL	20
BT-DJ-5022-210-CL	22
BT-DJ-5024-210-CL	24
BT-DJ-5026-210-CL	26
BT-DJ-5028-210-CL	28
BT-DJ-5030-210-CL	30
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-210-CL	20
BT-DJ-6022-210-CL	22
BT-DJ-6024-210-CL	24
BT-DJ-6026-210-CL	26
BT-DJ-6028-210-CL	28
BT-DJ-6030-210-CL	30
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-210-CL	20
BT-DJ-7022-210-CL	22
BT-DJ-7024-210-CL	24
BT-DJ-7026-210-CL	26
BT-DJ-7028-210-CL	28
BT-DJ-7030-210-CL	30
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-210-CL	20
BT-DJ-8022-210-CL	22
BT-DJ-8024-210-CL	24
BT-DJ-8026-210-CL	26
BT-DJ-8028-210-CL	28
BT-DJ-8030-210-CL	30

*Durometro Estándar / Sin cuerda	
Numero de Item	Longitud (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-111-CL	20
BT-DJ-5022-111-CL	22
BT-DJ-5024-111-CL	24
BT-DJ-5026-111-CL	26
BT-DJ-5028-111-CL	28
BT-DJ-5030-111-CL	30
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
5BT-DJ-6020-111-CL	20
BT-DJ-6022-111-CL	22
BT-DJ-6024-111-CL	24
BT-DJ-6026-111-CL	26
BT-DJ-6028-111-CL	28
BT-DJ-6030-111-CL	30
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-111-CL	20
BT-DJ-7022-111-CL	22
BT-DJ-7024-111-CL	24
BT-DJ-7026-111-CL	26
BT-DJ-7028-111-CL	28
BT-DJ-7030-111-CL	30
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-111-CL	20
BT-DJ-8022-111-CL	22
BT-DJ-8024-111-CL	24
BT-DJ-8026-111-CL	26
BT-DJ-8028-111-CL	28
BT-DJ-8030-111-CL	30
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-211-CL	20
BT-DJ-5022-211-CL	22
BT-DJ-5024-211-CL	24
BT-DJ-5026-211-CL	26
BT-DJ-5028-211-CL	28
BT-DJ-5030-211-CL	30
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-211-CL	20
BT-DJ-6022-211-CL	22
BT-DJ-6024-211-CL	24
BT-DJ-6026-211-CL	26
BT-DJ-6028-211-CL	28
BT-DJ-6030-211-CL	30
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-211-CL	20
BT-DJ-7022-211-CL	22
BT-DJ-7024-211-CL	24
BT-DJ-7026-211-CL	26
BT-DJ-7028-211-CL	28
BT-DJ-7030-211-CL	30
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-211-CL	20
BT-DJ-8022-211-CL	22
BT-DJ-8024-211-CL	24
BT-DJ-8026-211-CL	26
BT-DJ-8028-211-CL	28
BT-DJ-8030-211-CL	30

*Durometro Mejorado / Sin cuerda	
Numero de Item	Longitud (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-110-CL-H	20
BT-DJ-5022-110-CL-H	22
BT-DJ-5024-110-CL-H	24
BT-DJ-5026-110-CL-H	26
BT-DJ-5028-110-CL-H	28
BT-DJ-5030-110-CL-H	30
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-110-CL-H	20
BT-DJ-6022-110-CL-H	22
BT-DJ-6024-110-CL-H	24
BT-DJ-6026-110-CL-H	26
BT-DJ-6028-110-CL-H	28
BT-DJ-6030-110-CL-H	30
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-110-CL-H	20
BT-DJ-7022-110-CL-H	22
BT-DJ-7024-110-CL-H	24
BT-DJ-7026-110-CL-H	26
BT-DJ-7028-110-CL-H	28
BT-DJ-7030-110-CL-H	30
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-110-CL-H	20
BT-DJ-8022-110-CL-H	22
BT-DJ-8024-110-CL-H	24
BT-DJ-8026-110-CL-H	26
BT-DJ-8028-110-CL-H	28
BT-DJ-8030-110-CL-H	30
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-210-CL-H	20
BT-DJ-5022-210-CL-H	22
BT-DJ-5024-210-CL-H	24
BT-DJ-5026-210-CL-H	26
BT-DJ-5028-210-CL-H	28
BT-DJ-5030-210-CL-H	30
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-210-CL-H	20
BT-DJ-6022-210-CL-H	22
BT-DJ-6024-210-CL-H	24
BT-DJ-6026-210-CL-H	26
BT-DJ-6028-210-CL-H	28
BT-DJ-6030-210-CL-H	30
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-210-CL-H	20
BT-DJ-7022-210-CL-H	22
BT-DJ-7024-210-CL-H	24
BT-DJ-7026-210-CL-H	26
BT-DJ-7028-210-CL-H	28
BT-DJ-7030-210-CL-H	30
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-210-CL-H	20
BT-DJ-8022-210-CL-H	22
BT-DJ-8024-210-CL-H	24
BT-DJ-8026-210-CL-H	26
BT-DJ-8028-210-CL-H	28
BT-DJ-8030-210-CL-H	30

*Durometro Mejorado / Sin cuerda	
Numero de Item	Longitud (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-111-CL-H	20
BT-DJ-5022-111-CL-H	22
BT-DJ-5024-111-CL-H	24
BT-DJ-5026-111-CL-H	26
BT-DJ-5028-111-CL-H	28
BT-DJ-5030-111-CL-H	30
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-111-CL-H	20
BT-DJ-6022-111-CL-H	22
BT-DJ-6024-111-CL-H	24
BT-DJ-6026-111-CL-H	26
BT-DJ-6028-111-CL-H	28
BT-DJ-6030-111-CL-H	30
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-111-CL-H	20
BT-DJ-7022-111-CL-H	22
BT-DJ-7024-111-CL-H	24
BT-DJ-7026-111-CL-H	26
BT-DJ-7028-111-CL-H	28
BT-DJ-7030-111-CL-H	30
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-111-CL-H	20
BT-DJ-8022-111-CL-H	22
BT-DJ-8024-111-CL-H	24
BT-DJ-8026-111-CL-H	26
BT-DJ-8028-111-CL-H	28
BT-DJ-8030-111-CL-H	30
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-211-CL-H	20
BT-DJ-5022-211-CL-H	22
BT-DJ-5024-211-CL-H	24
BT-DJ-5026-211-CL-H	26
BT-DJ-5028-211-CL-H	28
BT-DJ-5030-211-CL-H	30
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-211-CL-H	20
BT-DJ-6022-211-CL-H	22
BT-DJ-6024-211-CL-H	24
BT-DJ-6026-211-CL-H	26
BT-DJ-6028-211-CL-H	28
BT-DJ-6030-211-CL-H	30
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-211-CL-H	20
BT-DJ-7022-211-CL-H	22
BT-DJ-7024-211-CL-H	24
BT-DJ-7026-211-CL-H	26
BT-DJ-7028-211-CL-H	28
BT-DJ-7030-211-CL-H	30
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-211-CL-H	20
BT-DJ-8022-211-CL-H	22
BT-DJ-8024-211-CL-H	24
BT-DJ-8026-211-CL-H	26
BT-DJ-8028-211-CL-H	28
BT-DJ-8030-211-CL-H	30