



# Alcohol Pads

Alcohol Isopropílico al 70%

Las laminas se utilizan para la limpieza tópica de la piel antes de la inyección de punción venosa y antes del electrodo utilizado para una máxima adherencia y conductividad.

## Modo de Uso:

Primeros auxilios antiséptico para ayudar a prevenir el riesgo de infección

## Especificaciones Técnicas:

- Lamina no tejida no porosa en Alcohol Isopropílico al 70%.
- Doblada en 4 capas.
- Dimensiones:
  - 60 mm x 60 mm (Desdoblada)
  - 30 mm x 30 mm (Doblada)
- Estéril, Descartable.





# Clorhexidina Pads

Alcohol isopropílico al 70% Y 2% clorhexidina

Las laminas se utilizan para la limpieza tópica de la piel antes de la inyección de punción venosa y antes del electrodo utilizado para una máxima adherencia y conductividad.

## Modo de Uso:

Primeros auxilios antiséptico para ayudar a prevenir el riesgo de infección

## Especificaciones Técnicas:

- Lamina no tejida no porosa en 70% de Alcohol Isopropílico al y 2% de clorhexidina.
- Doblada en 4 capas.
- Dimensiones:
  - 60 mm x 60 mm (Desdoblada)
  - 30 mm x 30 mm (Doblada)
- Estéril, Descartable.

