

# Su salud Nuestra Atención



Representaciones Médicas



La jeringa desechable es una de las líneas de producción más exitosas del Grupo Weigao, que se ha fabricado desde su fundación en 1988

**WEGO** 威高



[www.rmjf.ec](http://www.rmjf.ec)



## Equipo de Venoclisis



### Características:

- **Color:** Transparente
- **Punzón plástico** libre de látex con cámara de aire.
- **Factor de Goteo:** 20 gotas /ml.
- **Cámara de Goteo** con filtro de 15 micras.
- **Regulador de flujo** de gran tamaño en plástico ABS.
- **Puerto de inyección** en Y, libre de látex.
- **Material:** Polivinil (PVC) grado médico.
- **Longitud de tubo:** 150 cm.
- **Conector:** Luer Lock rotativo.
- **Esterilización:** ETO (óxido de etileno).
- **Empaque:** 50 unid./caja, 6 caja/carton.

### Otras especificaciones:

- Con tapón hidrófobo
- Libre de látex y DEHP.



## Equipo de Microgoteo



FOTONSENSIBLE  
Color ambar

### Características:

- Punzón plástico libre de látex con cámara de aire.
- Cámara de Goteo con filtro.
- 60 microgotas.
- Regulador de flujo Roller.
- Bureta graduada de 100 ml.
- Puerto de inyección en Y, libre de látex.
- **Material:** Pilivinil (PVC) grado médico.
- **Longitud de tubo:** 150 cm.
- **Conector:** Luer Lock rotativo.
- **Esterilización:** ETO (óxido de etileno).
- **Envoltura:** Blister.
- **Empaque:** 50 unid./caja, 6 caja/carton.

### Otras especificaciones:

- Con tapón hidrófobo
- Libre de látex y DEHP.

## Equipo de Venoclisis FOTOSENSIBLE



### Características:

- **Código:** Ámbar
- **Punzón plástico** libre de látex con cámara de aire.
- **Factor de Goteo:** 20 gotas /ml.
- **Cámara de Goteo** con filtro de 15 u.
- **Regulador de flujo** de gran tamaño en plástico ABS.
- **Puerto de inyección** en Y, libre de látex.
- **Longitud de tubo:** 150 cm.
- **Conector:** Luer Lock rotativo.
- **Esterilización:** ETO (óxido de etileno).
- **Empaque:** 50 unid./caja, 6 caja/carton.

### Otras especificaciones:

- Con tapón hidrófobo
- Libre de látex y DEHP.



## Jeringas regulares de tres partes


Son jeringas hipodérmicas de tres partes, fabricadas de polipropileno y émbolo con tapón en caucho natural libre de látex para un suave deslizamiento.

Código	Volumen	Tamaño de la Aguja	Luer Lock	Luer Slip	Blister	Bolsa
RS001	1 ml	27Gx1/2"	-	x	-	x
RS003	3 ml	21Gx1 1/2"	x	-	-	x
RS005	5 ml	21Gx1 1/2"	x	-	-	x
RS010	10 ml	21Gx1 1/2"	x	-	-	x
RS020	20 ml	21Gx1 1/2"	x	-	-	x
RS020	20 ml		x	-	-	x
RS050	50 ml	-	x	-	-	x
RS060	60 ml	Punta Guillon	-	-	-	x



Volumen residual mínimo graduación imborrable de fácil lectura

Disponibles en:



**Luer Lock**

**Luer Slip**



## Jeringas de seguridad y autodestructibles

Código	Volumen	Tamaño de la Aguja		TIP	Blister	Bolsa
AD050	0.5 ml	Aguja Fija		Luer Slip	-	x
AD001	1 ml	Aguja Fija		Luer Slip	-	x
		Aguja desmontable		Luer Slip	-	x
SS003	3 ml	W	W/O	Luer Lock	-	
SS005	5 ml	W	W/O	Luer Lock	-	
SS010	10 ml	W	W/O	Luer Lock	-	


### Instrucciones de Uso:



**1. Administrar**

**2. Retraer**

**3. Separar o romper y destruir**



## Jeringas de Insulina

Código	Volumen	Tamaño de la Aguja	Unidades	Bolsa
IS001	1 ml	29Gx1/2"	40U	-
IS005	0.5 ml	30Gx1/2"		
IS003	0.3 ml	29Gx1/2"	100U	-
		30Gx1/2"		
IS001	1 ml	29Gx1/2"	100U	-
IS005	0.5 ml	30Gx1/2"		
IS001	1 ml	30Gx1/2"		

## Aguja Hipodérmica




TAMAÑO		COLOR	LONGITUD DE AGUJAS REGULARES					
O.D (mm)	GUIA		Código de Color	13mm 1/2"	16mm 5/8"	19mm 3/4"	25mm 1"	32mm 1 1/4"
1.60	16G	Blanco						
1.20	18G	Rosa						
1.00	19G	Beige						
0.90	20G	Amarillo						
0.80	21G	Verde						
0.70	22G	Negro						
0.60	23G	Azul						
0.55	24G	Morado						
0.50	25G	Naranja						
0.45	26G	Marrón						
0.40	27G	Gris						
0.36	28G	Azul-Verde						
0.33	29G	Rojo						
0.30	30G	Amarillo Claro						



## Jeringas de Angiografía

Jeringas de diferentes medidas para cualquier equipo



Volumen

150 ml

200 ml

## Jeringas para Inyectores

Jeringas de diferentes medidas para cualquier equipo



Volumen

150 ml

200 ml

## 2 Jeringas para Inyectores

Jeringas de diferentes medidas para cualquier equipo



PSI

1200

300

## Extensiones de Alta Presión y Baja Presión

Jeringas de diferentes medidas para cualquier equipo



PSI

1200

300